

# ЖМС ТоталДез-СПЕЦ

Концентрированное высокопенное моющее средство для холодной дезинфекции

## НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональное высокопенное концентрированное чистящее и дезинфицирующее средство с содержанием ЧАС, спирта и комплексонов. Чистит, обезжиривает и дезинфицирует внутренние и внешние поверхности оборудования, холодильника и морозильника, мусорных контейнеров, медицинских и стоматологических инструментов, инвентаря. Уничтожает микробы, бактерии, мох и плесень. Устраняет неприятный запах. Представляет из себя прозрачную жидкость от голубого до зелено-голубого цвета со слабым запахом спирта.

Рекомендовано для использования в медицинских учреждениях, в быту, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, птицефабриках, в коммунальном хозяйстве, животноводческих фермах и т.д.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Окрашенная однородная жидкость
Плотность, кг/м <sup>3</sup> (20°C)	950 - 1050
pH 100 % раствора (20°C)	9,5 - 10,5
pH 1 % раствора (20°C) в дистиллированной воде	8,5 - 9,5
Изопропиловый спирт в %, не менее	10
ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид в пересчете на 100%) в %, не менее	10
ЧАС (дидецилдиметиламмоний хлорид, в пересчете на 100%) в %, не менее	2,5
Триамин (в пересчете на 100%) в %, не менее	5
Поверхностно активные вещества (ПАВ) в %, не менее	10

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Средство концентрированное и очень экономичное (концентрация рабочих растворов в режиме вирусной инфекции – 0,5%).
- Обладает отличными моющими и обезжиривающими свойствами
- Не фиксирует белковые загрязнения
- Имеет широкий спектр действия

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. для дезинфекции и предстерилизационной очистки (в том числе при совмещении в одном процессе) изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним, ручным и механизированным способами в ультразвуковых установках;
2. для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним, а также для окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ);
3. для проведения генеральных уборок и дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей приборов, оборудования, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, лабораторной посуды, предметов ухода за больными, обуви, санпропускников, медицинских отходов

(перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения перед утилизацией);

4. для дезинфекции в инфекционных очагах и на санитарном транспорте. В метрополитене, на железнодорожных вокзалах и вагонах. На предприятиях коммунально-бытового обслуживания, общественного питания и торговли, в учреждениях культуры, отдыха, спорта, социального обеспечения, детских учреждениях.

### **ТОКСИЧНОСТЬ**

Средство «ТОТАЛДЕЗ» (концентрат) по параметрам острой токсичности (по ГОСТ 12.1.007-76) при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу и при введении в брюшную полость средство относится к 4 классу малотоксичных веществ. Концентрат оказывает выраженное местно-раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз. Ингаляционно малоопасен в виде паров.

### **МИКРОБИОЛОГИЯ**

Средство концентрированное. Средство «ТОТАЛДЕЗ» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, включая возбудителей туберкулёза, грибов родов Кандида и Трихофитон; особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, в том числе спорообразующих (возбудителей сибирской язвы), вирусов (в том числе возбудителей энтеровирусных инфекций {полиомиелита, Коксаки, ЕСНО}, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, атипичной пневмонии {SARS}, ОРВИ, гриппа, «птичьего» гриппа H5N1 и др.; герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусной и др. инфекций). Средство сохраняет активность обеззараживающего действия при кратковременном замораживании и последующем оттаивании. Средство проявляет пролонгированное антимикробное (остаточное) действие в течении 3-х часов.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Для дезинфекции в здравоохранительных учреждениях руководствоваться инструкцией № 01/13 по применению дезинфицирующего средства «ТОТАЛДЕЗ» производства компании ООО «Новый Прогресс».

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Не употреблять внутрь! Использовать только по назначению! Не перемешивать с другими средствами! Не допускать попадания в глаза! Беречь от детей!

При попадании концентрата на слизистую оболочку немедленно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

При проливе концентрата убрать ветошью или губкой.

Запрещается сливать концентрированное средство в водные объекты.

### **ХРАНЕНИЕ**

От +5° С до +40° С в сухих складских помещениях, защищённых от прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения средства — 60 месяцев в закрытой заводской таре, рабочих растворов — 14 дней при условии хранения в закрытой ёмкости в тёмном прохладном месте. После кратковременного замораживания сохраняет свои свойства.

## СОСТАВ

Спирт изопропиловый (10,0 масс. %) и ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид 50%- 20,0%, дидецилдиметиламмоний хлорид 50%- 5%, триамин 100%- 5,0%) в качестве действующих веществ, н-ПАВ <5 %, амф-ПАВ-10-20%, функциональные добавки, краситель, отдушка, вода.